

SPECIFICATION
ROMED PILL PULEVERIZER
REF: PP-400



Pill pulverizer can be used to pulverize pills for easier swallowing or to ingest part of the dose of the medication. It can also serve as a small storage for medicines in the blue part and upper part can be used as a pill cutter. It is safe and easy to use.

With locking button, protect user from potential injury from sharp stainless steel blade.

Materials: Plastic, stainless steel
Height: 6 cm
Diameter: 4 cm
Weight: 46 g

DIRECTIONS FOR USE

1. To cut pills, simple open the white cap.
2. Place pill into the 'V' shaped holder.
3. Close cover to split pill.
4. Repeat opening process and remove pill halves.
5. Lift the white part and store the pill halves in the blue part with the separated sides
6. To store medication, lift the blue part with the separated sides
7. To pulverize pills unscrew the blue part from the white bottom part, put in pill and screw blue part on white part, then unscrew again and pill will be pulverized
8. Close cover and store in closed position.

The pill pulverizes do not contain latex or pthalates.

Packing: per piece in a box, 20 pieces in an inner box and 20 inner boxes in an export carton.

SPECIFIKĀCIJA ROMED TABLEŠU SMALCINĀTĀJS REF: PP-400



Tablešu smalcinātāju var izmantot tablešu smalcināšanai, lai atvieglotu tās norīšanu vai sadalīt tableti dažādās devās. To var arī izmantot kā nelielu medikamentu uzglabāšanu zilajā daļā, un augšējo daļu var izmantot kā tabletes sašķēlēju.

Tas ir drošs un viegli lietojams.

Ar fiksēšanas pogu, pasargājiet lietotāju no asa nerūsējošā tērauda asmeņa traumas.

Materiāls: Plastmasa, nerūsējošais tērauds
Augstums: 6 cm
Diametrs: 4 cm
Svars: 46 g

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Lai sagrieztu tabletes, atveriet balto vāciņu.
2. Ievietojiet tableti V formas turētājā.
3. Aizveriet vāciņu, lai sadalītu tableti.
4. Atkārtojiet atvēršanas procesu un izņemiet tablešu pusītes.
5. Paceliet balto daļu un uzglabāiet tablešu puses zilajā daļā ar atdalītajām malām
6. Lai uzglabātu zāles, paceliet zilo daļu ar atdalītajām malām
7. Lai sasmalcinātu tabletes, atskrūvējiet zilo daļu no baltas pamatnes, ielieciet tableti un skrūvējiet zilo daļu uz baltas daļas, tad atkal atskrūvējiet un tablete būs sasmalcināta
8. Aizveriet vāku un uzglabāiet slēgtā stāvoklī

Tablešu smalcinātājs nesatur lateksu vai ftalātus.

Iepakojums: katra ierīce savā kastītē, 20 gabali iekšējā kastē, 20 iekšējās kastes eksporta kartona kastē

Tulkojums pareizs!

M.Boka
SIA „BIOMARK”
Valdes locekle
Rīgā, 2018. gada 17. jūlijā