

SF Nitril Untersuchungshandschuhe



Produktbeschreibung / Product Description

Nitril Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch, unsteril, puderfrei, schwarz
/ Nitrile examination gloves, disposable, non-sterile, powder free, black

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XS	schwarz / black	100 St. / pcs	21.310.049	13351095
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	schwarz / black	100 St. / pcs	21.310.050	13351103
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	schwarz / black	100 St. / pcs	21.310.051	13351126
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	schwarz / black	100 St. / pcs	21.310.052	13351132
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	schwarz / black	100 St. / pcs	21.310.053	13351149
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XXL	schwarz / black	90 St. / pcs	21.310.054	13351155

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	schwarz / black	200 St. / pcs	21.310.056	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	schwarz / black	200 St. / pcs	21.310.057	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	schwarz / black	200 St. / pcs	21.310.058	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	schwarz / black	200 St. / pcs	21.310.059	---

Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

 **Qualität / Quality**

- Qualitätsmanagementsystem nach / *Quality Management System according to* DIN EN ISO 13485
- CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 1 nach / *CE marking: Medical Device Class 1 according to* 93/42/EWG / *MDD 93/42/EEC*
- Persönliche Schutzausrüstung nach Verordnung / *Personal Protective Equipment according to Regulation* (EU) 2016/425 (Kat. III) / *(EU) 2016/425 (Cat. III)*
- Lebensmittelkonformität nach Verordnung (EU) / *Food Contact Conformity according to Regulation* 1935/2004
- Normkonformität / *Standard conformity* EN 455 1- 4, ISO 11193 – 1, EN 420, EN ISO 374, EN 16523

 **Eigenschaften / parameters**

- puderfrei, latexfrei, thiuramfrei / *powder free, latex free, thiuram free*
- beidhändig tragbar / *ambidextrous*
- mit Stulpe und Stulpenrand / *with rolled cuff*
- Haltbarkeit: 5 Jahre / *Shelf life: 5 years*

 **Physikalische Eigenschaften / Physical parameters**

Größe / Size	Länge / length in mm	Breite / width in mm	Wandstärke einzelne Wand / thickness single wall in mm, min	Reißfestigkeit / force at break	Dehnbarkeit / elongation
min			alle Größen / all sizes	vor Alterung / before aging	
XS	240	70 ± 10	Finger / finger min 0,05 Hand / palm min 0,05	min 6,0 N	min 500%
S	240	80 ± 10		nach Alterung / after aging	
M	240	95 ± 10		min 6,0 N	min 400%
L	240	110 ± 10			
XL	240	≥ 110			
XXL	240	≥ 110			

 **Produktmarkierungen / product markings**

