

SF Nitril Untersuchungshandschuhe



Produktbeschreibung / Product Description

Nitril Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch, unsteril, puderfrei, blau
/ Nitrile examination gloves, disposable, non-sterile, powder free, blue

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	blau / blue	100 St. / pcs	21.305.025	13350960
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	blau / blue	100 St. / pcs	21.305.026	13350977
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	blau / blue	100 St. / pcs	21.305.027	13350983
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	blau / blue	100 St. / pcs	21.305.028	13351008
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XXL	blau / blue	90 St. / pcs	21.305.029	13351020

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	blau / blue	200 St. / pcs	21.315.073	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	blau / blue	200 St. / pcs	21.315.074	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	blau / blue	200 St. / pcs	21.315.075	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	blau / blue	200 St. / pcs	21.315.076	---

Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

 **Qualität / Quality**

- Qualitätsmanagementsystem nach / *Quality Management System according to* DIN EN ISO 13485
- CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 1 nach / *CE marking: Medical Device Class 1 according to* 93/42/EWG / *MDD 93/42/EEC*
- Persönliche Schutzausrüstung nach Verordnung / *Personal Protective Equipment according to Regulation* (EU) 2016/425 (Kat. III) / *(EU) 2016/425 (Cat. III)*
- Lebensmittelkonformität nach Verordnung (EU) / *Food Contact Conformity according to Regulation* 1935/2004
- Normkonformität / *Standard conformity* EN 455 1- 4, ISO 11193 – 1, EN 420, EN ISO 374, EN 16523

 **Eigenschaften / parameters**

- puderfrei, latexfrei, thiuramfrei / *powder free, latex free, thiuram free*
- beidhändig tragbar / *ambidextrous*
- mit Stulpe und Stulpenrand / *with rolled cuff*
- Haltbarkeit: 5 Jahre / *Shelf life: 5 years*

 **Physikalische Eigenschaften / Physical parameters**

Größe / Size	Länge / length in mm	Breite / width in mm	Wandstärke einzelne Wand / thickness single wall in mm, min	Reißfestigkeit / force at break	Dehnbarkeit / elongation	
min			alle Größen / all sizes		vor Alterung / before aging	
S	240	80 ± 10	Finger / finger min 0,05 Hand / palm min 0,05	min 6,0 N	min 500%	
M	240	95 ± 10		nach Alterung / after aging		
L	240	110 ± 10		min 6,0 N	min 400%	
XL	240	≥ 110				
XXL	240	≥ 110				

 **Produktmarkierungen / product markings**

