

SF Nitril Untersuchungshandschuhe



Produktbeschreibung / Product Description

Nitril Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch, unsteril, puderfrei, rosa
/ Nitrile examination gloves, disposable, non-sterile, powder free, pink

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XS	rosa / pink	100 St. / pcs	21.307.001	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	rosa / pink	100 St. / pcs	21.307.002	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	rosa / pink	100 St. / pcs	21.307.003	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	rosa / pink	100 St. / pcs	21.307.004	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	rosa / pink	100 St. / pcs	21.307.005	---

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XS	rosa / pink	100 St. / pcs	21.307.007	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	rosa / pink	200 St. / pcs	21.307.008	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	rosa / pink	200 St. / pcs	21.307.009	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	rosa / pink	200 St. / pcs	21.307.010	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	rosa / pink	200 St. / pcs	21.307.011	---

Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

 **Qualität / Quality**

- Qualitätsmanagementsystem nach / *Quality Management System according to* DIN EN ISO 13485
- CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 1 nach / *CE marking: Medical Device Class 1 according to* 93/42/EWG / *MDD 93/42/EEC*
- Lebensmittelkonformität nach Verordnung (EU) / *Food Contact Conformity according to Regulation* 1935/2004
- Normkonformität / *Standard conformity* EN 455 1- 4, ISO 11193 – 1

 **Eigenschaften / parameters**

- puderfrei, latexfrei, thiuramfrei / *powder free, latex free, thiuram free*
- beidhändig tragbar / *ambidextrous*
- mit Stulpe und Stulpenrand / *with rolled cuff*
- Haltbarkeit: 5 Jahre / *Shelf life: 5 years*

 **Physikalische Eigenschaften / Physical parameters**

Größe / Size	Länge / length in mm	Breite / width in mm	Wandstärke einzelne Wand / thickness single wall in mm, min	Reißfestigkeit / force at break	Dehnbarkeit / elongation
min			alle Größen / all sizes		vor Alterung / before aging
XS	240	70 ± 10	Finger / finger min 0,05	min 6,0 N	min 500%
S	240	80 ± 10			
M	240	95 ± 10	Hand / palm min 0,05	nach Alterung / after aging	
L	240	110 ± 10		min 6,0 N	min 400%
XL	240	≥ 110			

 **Produktmarkierungen / product markings**

