

# SF Nitril Untersuchungshandschuhe



## Produktbeschreibung / Product Description

Nitril Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch, unsteril, puderfrei, lila violett  
/ Nitrile examination gloves, disposable, non-sterile, powder free, purple color

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	lila violett / purple	100 St. / pcs	21.306.001	13351178
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	lila violett / purple	100 St. / pcs	21.306.002	13351190
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	lila violett / purple	100 St. / pcs	21.306.003	13351209
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	lila violett / purple	100 St. / pcs	21.306.004	13351221

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	lila violett / purple	200 St. / pcs	21.306.007	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	lila violett / purple	200 St. / pcs	21.306.008	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	lila violett / purple	200 St. / pcs	21.306.009	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	lila violett / purple	200 St. / pcs	21.306.010	---

Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

 **Qualität / Quality**

- Qualitätsmanagementsystem nach / *Quality Management System according to* DIN EN ISO 13485
- CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 1 nach / *CE marking: Medical Device Class 1 according to* 93/42/EWG / *MDD 93/42/EEC*
- Persönliche Schutzausrüstung nach Verordnung / *Personal Protective Equipment according to Regulation* (EU) 2016/425 (Kat. III) / *(EU) 2016/425 (Cat. III)*
- Lebensmittelkonformität nach Verordnung (EU) / *Food Contact Conformity according to Regulation* 1935/2004
- Normkonformität / *Standard conformity* EN 455 1- 4, ISO 11193 – 1, EN 420, EN ISO 374, EN 16523

 **Eigenschaften / parameters**

- puderfrei, latexfrei, thiuramfrei / *powder free, latex free, thiuram free*
- beidhändig tragbar / *ambidextrous*
- mit Stulpe und Stulpenrand / *with rolled cuff*
- Haltbarkeit: 5 Jahre / *Shelf life: 5 years*

 **Physikalische Eigenschaften / Physical parameters**

Größe / <i>Size</i>	Länge / <i>length</i> in mm	Breite / <i>width</i> in mm	Wandstärke einzelne Wand / <i>thickness single wall</i> in mm, min	Reißfestigkeit / <i>force at break</i>	Dehnbarkeit / <i>elongation</i>
min			alle Größen / <i>all sizes</i>	vor Alterung / <i>before aging</i>	
S	240	80 ± 10	Finger / <i>finger</i> min 0,05	min 6,0 N	min 500%
M	240	95 ± 10		nach Alterung / <i>after aging</i>	
L	240	110 ± 10	Hand / <i>palm</i> min 0,05		
XL	240	≥ 110		min 6,0 N	min 400%

 **Produktmarkierungen / product markings**

