

SF Nitril Untersuchungshandschuhe



Produktbeschreibung / Product Description

Nitril Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch, unsteril, puderfrei, weiß
/ Nitrile examination gloves, disposable, non-sterile, powder free, white

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XS	weiß / white	100 St. / pcs	21.311.059	13351037
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	weiß / white	100 St. / pcs	21.311.060	13351043
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	weiß / white	100 St. / pcs	21.311.061	13351066
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	weiß / white	100 St. / pcs	21.311.062	13351072
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	weiß / white	100 St. / pcs	21.311.063	13351089

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	S	weiß / white	200 St. / pcs	21.311.066	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	M	weiß / white	200 St. / pcs	21.311.067	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	L	weiß / white	200 St. / pcs	21.311.068	---
Nitrilhandschuhe / Nitrile gloves	XL	weiß / white	200 St. / pcs	21.311.069	---

Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

 **Qualität / Quality**

- Qualitätsmanagementsystem nach / *Quality Management System according to* DIN EN ISO 13485
- CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 1 nach / *CE marking: Medical Device Class 1 according to* 93/42/EWG / *MDD 93/42/EEC*
- Persönliche Schutzausrüstung nach Verordnung / *Personal Protective Equipment according to Regulation* (EU) 2016/425 (Kat. III) / *(EU) 2016/425 (Cat. III)*
- Lebensmittelkonformität nach Verordnung (EU) / *Food Contact Conformity according to Regulation* 1935/2004
- Normkonformität / *Standard conformity* EN 455 1- 4, ISO 11193 – 1, EN 420, EN ISO 374, EN 16523

 **Eigenschaften / parameters**

- puderfrei, latexfrei, thiuramfrei / *powder free, latex free, thiuram free*
- beidhändig tragbar / *ambidextrous*
- mit Stulpe und Stulpenrand / *with rolled cuff*
- Haltbarkeit: 5 Jahre / *Shelf life: 5 years*

 **Physikalische Eigenschaften / Physical parameters**

Größe / <i>Size</i>	Länge / <i>length</i> in mm	Breite / <i>width</i> in mm	Wandstärke einzelne Wand / <i>thickness single wall</i> in mm, min	Reißfestigkeit / <i>force at break</i>	Dehnbarkeit / <i>elongation</i>
min			alle Größen / <i>all sizes</i>	vor Alterung / <i>before aging</i>	
XS	240	70 ± 10	Finger / <i>finger</i> min 0,05	min 6,0 N	min 500%
S	240	80 ± 10		nach Alterung / <i>after aging</i>	
M	240	95 ± 10	Hand / <i>palm</i> min 0,05	min 6,0 N	min 400%
L	240	110 ± 10			
XL	240	≥ 110			

 **Produktmarkierungen / product markings**

