


COVID-19 uzliesmojums ir izraisījis satraukumu visā pasaulē. Globālās veselības iestādes veic pasākumus, lai kontrolētu infekcijas izplatīšanos.

Uzlabojiet infekcijas kontroles darbības ar 24/7 gaisa dezinfekciju

Validēta un pierādīta **Novaerus NanoStrike®** ultra zemas enerģijas plazmas nanotehnoloģija ātri iznīcina vīrusus gaisā. Pielietojot gaisa dezinfekcijas tehnoloģiju, kas nepārtraukti darbojas aprūpes vietā, tiek ievērojami samazināts patogēnu daudzums gaisā, mazināts virsmu piesārņojums un infekciju tiešas un netiešas pārnesšanas riski.

Validēta tehnoloģija, kas ātri iznīcina vīrusus



NanoStrike®
PLAZMAS SPOLES

Vairākas gaisa attīrīšanas sistēmas, tajā skaitā autonomā filtrācija, nespēj notvert vīrusa daļiņas dēļ vīrusu mazā izmēra. Novaerus mobilās gaisa dezinfekcijas iekārtas izmanto neselektīvu, ātri iznīcinošo patentēto NanoStrike® plazmas tehnoloģiju, kas nodrošina unikālu un drošu risinājumu lai iznīcinātu gaisā esošos vīrusus nepārtrauktā 24/7 režīmā.

Atsevišķi veiktā Novaerus NanoStrike® tehnoloģijas efektivitātes pētījuma rezultāti uz MS2 bakteriofāgu, kas ir SARS-CoV-2 surogāts (SARS-CoV-2 izraisa COVID-19):

- **Defend 1050** iznīcināja **99.99%** vīrusu 15 minūšu laikā
- **NV800 Protect** iznīcināja **99.99%** vīrusu 5 stundu laikā



Iekārtas jebkurai telpai

Novaerus **NanoStrike®** plazmas gaisa dezinfekcijas iekārtām ir pieejami 3 modeļi, kas ir piemēroti dažādām telpām. Visas iekārtas ir ātri un ērti novietojamas tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams – pacientu palātās, uzgaidāmās telpās, ātrās palīdzības automašīnās, operāciju zālēs, intensīvās terapijas nodaļās, neatliekamās palīdzības telpās, utt.

LŪDZU SAZINIETIES

Tālr.: +371 27 328 255
E-pasts: info@biomark.lv

 NOVAERUS